

v-code  
4682


**OPTIVE PLUS™**  
Roztok s trojitým účinkem: lubrikačním,  
osmoprotektivním a vytvářejícím komfort.

72477CZ14

4682

72477CZ14

**NÁVOD K POUŽITÍ**



v-code  
4682

Přípravek **OPTIVE PLUS™** má jedinečné složení s trojitým účinkem, které je zdrojem dlouhodobého komfortu. Přípravek **OPTIVE PLUS™** lubrikuje povrch oka a zvlhčuje buňky povrchu oka, přičemž obnovuje osmotickou rovnováhu **PLUS** chrání vaše přirozené slzy pomocí přídatku lipidů.

**Popis:**

**OPTIVE PLUS™** je vícedávkový sterilní roztok, který obsahuje sodnou sůl karboxymethylcelulózy (0,5 %), glycerin (1,0 %), ricinový olej (0,25 %), Polysorbát 80 (0,5 %), levokarnitin (0,25 %) a erythritol (0,25 %), s přídatkem konzervačního činidla PURITE® (0,01 %), které se v oku rozkládá na přirozené složky slz.


**Návod k použití**  
Podle potřeby nakapejte do oka nebo do očí 1 nebo 2 kapky.

**Upozornění**

- Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na kteroukoli složku přípravku.
- Roztok nepolykejte.
- Aby nedošlo ke kontaminaci nebo případnému poranění oka, nedotýkejte se zakončením lahvičky žádného povrchu a vyvarujte se přímého kontaktu s okem.
- Lahvičku ihned po použití dobře uzavřete.
- Po uplynutí 3 měsíců od otevření zlikvidujte veškerý zbývající roztok.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na výrobku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte lahvičku, pokud byl před prvním použitím narušen uzávěr chránící před manipulací, který se nalézá na hrdle lahvičky.
- Nepoužívejte, pokud došlo ke změně barvy roztoku.
- Mezi podáním očních přípravků ponechtejте odstup 5 minut.

**Varování**  
Pokud máte nadále problémy, projednejte je se svým očním lékařem.

**Obsah**  
**OPTIVE PLUS™** se dodává v plastových lahvičkách o obsahu 3ml nebo 10ml.



Výrobce:  
Allergan Pharmaceuticals Ireland  
Castlebar Road  
Westport, Co. Mayo  
Írsko


Datum revize: 09/2015

**OPTIVE PLUS™**  
Roztok na lubrikáciu a osmoprotekciu s trojitým  
účinkom pre dlhotrvajúci komfort.

v-code  
4682

72477CZ14

**NÁVOD NA POUŽITIE**



v-code  
4682

**OPTIVE PLUS™** má jedinečnú receptúru s trojitým účinkom, ktorá poskytuje dlhotrvajúci komfort. **OPTIVE PLUS™** lubrikuje povrch oka a zvlhčuje povrchové bunky oka obnovením osmotickej rovnováhy **PLUS** ochranou vašich prirodzených slz zlepšením lipidovej vrstvy.

**Opis**

**OPTIVE PLUS™** je viacedávkový sterilný roztok, ktorý obsahuje karboxymethylcelulózu sodnú 0,5 %, glycerín 1,0 %, ricínový olej 0,25 %, polysorbát 80 0,5 %, levokarnitín 0,25 % a erytritol 0,25 %, chránené komplexom PURITE® 0,01 %, ktorý sa v oku rozpadá na prirodzené zložky slzného filmu.


**Návod na použitie**  
Podľa potreby nakvapkajte do oka (očí) 1 alebo 2 kvapky.

**Bezpečnostné opatrenia**


- Roztok nepoužívajte, ak ste alergický na niektorú z jeho zložiek.
- Roztok neprehltajte.
- Aby ste zabránili kontaminácii alebo prípadnému poraneniu oka, nedotýkajte sa špičkou fľašky žiadneho povrchu, a predchádzajte priamemu kontaktu s okom.
- Fľašku okamžite po použití pevne uzavorte.
- Po 3 mesiacoch od otvorenia zvyšný roztok zlikvidujte.
- Roztok nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na zdravotníckej pomôcke
- Uchovávejte mimo dosahu detí.
- Uchovávejte pri izbovej teplote.
- Nepoužívajte fľašku, ak je ochranné tesnenie na uzávere hrdla fľašky pred prvým použitím porušené.
- Nepoužívajte, ak sa zmenila farba roztoku.
- Medzi použitím jednotlivých očných prípravkov počkajte 5 minút.

**Varovania**  
V prípade pretrvávajúcich problémov sa, prosím, poradte s očným špecialistom.

**Balenie**  
**OPTIVE PLUS™** sa dodáva v plastových fľaškách s obsahom 3 alebo 10 ml.



Výrobca:  
Allergan Pharmaceuticals Ireland  
Castlebar Road  
Westport, Co. Mayo  
Írsko



© 2018 Allergan, Inc.  
™ mark owned by Allergan, Inc.

CE 0459  
STERILE [A]