










Artwork Template  
0361201

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| <br><br><br><p>Sans conservateur</p><br><p>Une formulation unique pour un soulagement immédiat, un confort amélioré et une protection durable des symptômes de l'œil sec.</p> <p><b>Description</b></p>  | <p><b>Présentation</b><br/>OPTIVE FUSION™ UD est présenté dans des sachets en aluminium. Chaque récipient unidose contient 0,4 ml de solution.</p> <p>Les emballages contenant 5 récipients unidoses sont dépourvus de sachets en aluminium.</p>  <p><b>ALLERGAN SALES, LLC</b><br/>2525 Dupont Drive, Irvine<br/>CA 92612<br/>USA</p> <p><b>EC REP</b></p> <p><b>ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED</b><br/>Clonshaugh Business &amp; Technology Park<br/>Dublin 17<br/>D17 E400<br/>Irlande</p> <p><b>Distributeur</b><br/><b>ALLERGAN FRANCE</b><br/>Tour CBX<br/>1 Passerelle des Reflets<br/>92 400 COURBEVOIE</p> <p>Pour toute question relative à OPTIVE FUSION™ UD, veuillez contacter notre service d'information médicale : PA-Medinfo@Allergan.com</p> |  |  |   |  |
| <p>OPTIVE FUSION™ UD est une solution stérile en récipient unidose, sans conservateur, qui contient de la carboxyméthylcellulose de sodium à 0,5%, du hyaluronate de sodium à 0,1%, de la glycérine à 1,0%, de l'érythritol, de la L-carnitine, du lactate de sodium, du chlorure de potassium, du chlorure de calcium dihydraté, du chlorure de magnésium hexahydraté et de l'eau purifiée.</p> <p>OPTIVE FUSION™ UD est adapté à une utilisation postopératoire, notamment après une chirurgie réfractive Lasik, afin de soulager la sécheresse et la gêne oculaires induites par l'intervention.</p> <p>OPTIVE FUSION™ UD est compatible avec le port de toutes les lentilles de contact.</p> <p><b>Mode d'emploi</b><br/>Instiller 1 ou 2 gouttes dans l'œil/les yeux en fonction des besoins.</p> <p><b>Précautions</b></p>  | <p>Version n° 5</p> <p><b>STERILE A</b></p>     |  |  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique à l'un des composants.</li> <li>• Ne pas avaler la solution.</li> <li>• Pour éviter une contamination de la solution ou une éventuelle lésion de l'œil, ne pas mettre l'embout du récipient unidose en contact direct avec l'œil ou toute autre surface.</li> <li>• Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le produit.</li> <li>• Tenir hors de la portée des enfants.</li> <li>• Conserver à température ambiante.</li> <li>• Attendre 5 minutes avant d'administrer tout autre produit à usage ophtalmique.</li> <li>• Ne pas utiliser le produit si le récipient unidose ou si l'emballage est endommagé avant la première utilisation du produit.</li> <li>• Utiliser le récipient unidose une seule fois puis le jeter.</li> <li>• Ne pas utiliser si la solution change de couleur.</li> <li>• À conserver à l'abri de la lumière.</li> </ul> |   |  |  |   |  |
| <p><b>Mises en garde</b></p> <p>Ce produit ne contient pas de conservateur et doit être utilisé immédiatement après ouverture pour éviter toute contamination qui pourrait entraîner une infection oculaire.</p> <p>Arrêtez d'utiliser OPTIVE FUSION™ UD et consultez un médecin si vous ressentez une douleur de l'œil, des changements dans votre vision, une rougeur continue ou une irritation de l'œil ou si les symptômes de la sécheresse oculaire s'aggravent.</p>  |   |  <p>© 2021 Allergan, Inc.<br/>™ &amp; © marks owned By Allergan, Inc.</p> |  | <br><br><br><p>Sans conservateur</p>  <p>72868FP12</p> |  |