



INSET STANDARDIZED,
4" X 10"
0284301


Part number	72047UT11A
Drawing number	0284301
V-code (code 128 C)	2845

- > Artwork is actual size
> Drop template and notes before processing



2845





Refresh[®]

Contacts[™]


Eye Drops for All Contact Lens Wearers

Refresh[®] Contacts[™] provide instant soothing relief and long lasting comfort for all contact lens wearers. The unique formulation relieves the dryness and irritation caused by dust, glare, pollen, air pollution or over work giving more comfortable lens wear all day long.

Instructions for use:

- For extra comfort place 1 or 2 drops on each lens before inserting
- Use as required

Suitable for use with all types of contact lenses including disposables



Precautions:

- Do not use if allergic to any of the ingredients
- Do not swallow solution
- To avoid contamination, do not touch bottle tip on any surface, and avoid direct contact with eye
- Close the bottle tightly immediately after use
- Discard any remaining solution 60 days after opening
- Do not use after expiry date
- Keep out of the reach of children
- Store at room temperature


If you have continued problems please discuss with your lens care practitioner.

Contains:

15 mL solution


Sodium carboxymethylcellulose 0.5%

PURITE[™] 0.005%



Manufactured by:

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road,
Westport, Co. Mayo, Ireland



0459

亮視[™] 隱形眼鏡潤濕液

REFRESH CONTACTS[®]

Contact Lens Care Sterile Solution

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。
衛署醫器輸字第014180號
適合所有隱形眼鏡配戴者使用

亮視[™] 隱形眼鏡潤濕液可濕潤隱形眼鏡，為各式隱形眼鏡配戴者帶來舒緩效果以及舒適感，獨特配方可緩解因微塵、眩光、花粉、空氣污染或過度工作所引起的乾澀和刺激感，提供配戴隱形眼鏡者全天候的舒適感。

使用方法

- 如需加倍的舒適感，可在配戴隱形眼鏡前，在每片鏡片各滴一至二滴。
- 需要時即可使用。

注意事項

- 對本品任一種成分過敏者，請勿使用本品。
- 請勿吞服本品。
- 為了防止污染，本品滴管頂端不要碰觸到任何表面，並避免於眼睛直接接觸。
- 使用後，應立即將瓶蓋旋緊。
- 開瓶後應於60天內用完。
- 切勿於標示之有效期限後使用。
- 置於孩童不能碰及之處。
- 室溫下儲存。

如果仍持續有這方面的問題，請諮詢驗光師。


內容物

Sodium Carboxymethylcellulose 0.5%

PURITE[™] 0.005%

包裝

本品為無菌溶液，15ml塑膠瓶裝。




製造廠

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road, Westport
County Mayo, Ireland

藥商

香港商愛力根有限公司台灣分公司
台北市中正區羅斯福路二段102號9樓、9樓之1



72047UT11A