

低 LOW 15サイズ			やや低 LOW PLUS 15サイズ			中 MODERATE 15サイズ			高 FULL 13サイズ			特高 EXTRA FULL 12サイズ		
容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)	容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)	容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)	容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)	容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)
—			125	9.5	2.5	140	9.5	3.0	180	9.5	4.0	200*	9.5	4.2
110	10.0	2.0	145	10.0	2.6	175	10.0	3.3	220	10.0	4.2	225	10.0	4.5
140	10.5	2.1	165	10.5	2.7	210	10.5	3.5	240	10.5	4.3	285	10.5	5.0
170	11.0	2.2	190	11.0	2.8	240	11.0	3.7	265	11.0	4.4	340	11.0	5.4
200	11.5	2.3	220	11.5	3.0	275	11.5	3.9	335	11.5	4.7	400	11.5	5.8
230	12.0	2.4	250	12.0	3.1	310	12.0	4.0	365	12.0	4.9	445	12.0	6.0
260	12.5	2.5	280	12.5	3.3	345	12.5	4.2	415	12.5	5.1	495	12.5	6.1
290	13.0	2.6	320	13.0	3.4	375	13.0	4.3	485	13.0	5.4	545	13.0	6.2
320	13.5	2.7	360	13.5	3.5	445	13.5	4.5	560	13.5	5.7	580	13.5	6.4
350	14.0	2.8	400	14.0	3.6	485	14.0	4.6	605	14.0	5.8	650	14.0	6.5
380	14.5	2.9	440	14.5	3.8	520	14.5	4.8	650	14.5	5.9	750	14.5	6.7
410	15.0	3.0	490	15.0	3.9	600	15.0	4.9	745	15.0	6.1	—	—	—
460	15.5	3.1	540	15.5	4.0	640	15.5	5.0	770	15.5	6.0	800	15.5	6.7
510	16.0	3.2	590	16.0	4.2	685	16.0	5.2						
560	16.5	3.3	640	16.5	4.3	755	16.5	5.0						
610	17.0	3.4												

カタログ番号
TF1 : JSRL- [容量]
TF2 : JSSL- [容量]
TF3 : JSCL- [容量]
サイザー : JMSZ-L [容量]

カタログ番号
TF1 : JSRLP- [容量]
TF2 : JSSLP- [容量]
TF3 : JSCLP- [容量]
サイザー : JMSZ-LP [容量]

カタログ番号
TF1 : JSRM- [容量]
TF2 : JSSM- [容量]
TF3 : JSCM- [容量]
サイザー : JMSZ-M [容量]

カタログ番号
TF1 : JSRF- [容量]
TF2 : JSSF- [容量]
TF3 : JSCF- [容量]
サイザー : JMSZ-F [容量]

カタログ番号
TF1 : JSRX- [容量]
TF2 : JSSX- [容量]
TF3 : JSCX- [容量]
サイザー : JMSZ-X [容量]

※のサイザーは、容量がインプラントと異なり205ccとなります。幅、厚さはインプラントと同じです。カタログ番号はJMSZ-X205です。※以外は、インプラントとサイザーの容量、幅、厚さは同じです。

ゲル 3種類

※ TruForm1: 限定在庫 (在庫が限られていますので、納期はお問合せください。)
※※ TruForm3: 受注生産 (納期は、8週間を予定しています。)

TruForm®1 (TF1) ※ TruForm®2 (TF2) TruForm®3 (TF3) ※※

柔らかめ 硬め

カタログ番号について

例: J S S L - 110

表面加工
S スムーズ

容量 (cc)
L LOW: 低い
LP LOW PLUS: やや低
M MODERATE: 中
F FULL: 高
X EXTRA: 特高

ゲル
R レスポンシブ: TF1
S ソフトタッチ: TF2
C コヒーシブ: TF3

スタイルFV (しずく形状)

推奨注入容量 (CC)	横 (cm)	高さ (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号
300	11.0	11.5	5.0	J133S-FV-11-T
400	12.0	12.5	5.3	J133S-FV-12-T
500	13.0	13.5	5.7	J133S-FV-13-T
600	14.0	14.5	6.2	J133S-FV-14-T
750	15.0	15.5	6.7	J133S-FV-15-T
850	16.0	16.5	6.8	J133S-FV-16-T

スタイルFX (しずく形状)

推奨注入容量 (CC)	横 (cm)	高さ (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号
350	11.0	11.5	5.9	J133S-FX-11-T
450	12.0	12.5	6.3	J133S-FX-12-T
550	13.0	13.5	6.7	J133S-FX-13-T
650	14.0	14.5	7.1	J133S-FX-14-T
800	15.0	15.5	7.6	J133S-FX-15-T
950	15.5	16.0	8.1	J133S-FX-16-T

スタイルMV (しずく形状)

推奨注入容量 (CC)	横 (cm)	高さ (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号
250	11.0	10.0	4.9	J133S-MV-11-T
300	12.0	11.0	5.2	J133S-MV-12-T
400	13.0	12.0	5.6	J133S-MV-13-T
500	14.0	13.0	6.0	J133S-MV-14-T
600	15.0	14.0	6.3	J133S-MV-15-T
700	16.0	15.0	6.6	J133S-MV-16-T

スタイルMX (しずく形状)

推奨注入容量 (CC)	横 (cm)	高さ (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号
300	11.0	10.0	5.9	J133S-MX-11-T
400	12.0	11.0	6.3	J133S-MX-12-T
500	13.0	12.0	6.7	J133S-MX-13-T
600	14.0	13.0	7.1	J133S-MX-14-T
700	15.0	14.0 </td <td>7.6</td> <td>J133S-MX-15-T</td>	7.6	J133S-MX-15-T
850	15.5	14.5	8.1	J133S-MX-16-T

スタイルSV (半月形状)

推奨注入容量 (CC)	横 (cm)	高さ (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号
200	11.0	7.6	4.7	J133S-SV-11-T
250	12.0	8.4	5.3	J133S-SV-12-T
300	13.0	9.1	5.7	J133S-SV-13-T
375	14.0	9.7	6.0	J133S-SV-14-T
450	15.0	10.5	6.3	J133S-SV-15-T
550	16.0	11.3	6.3	J133S-SV-16-T

スタイルSX (しずく形状)

推奨注入容量 (CC)	横 (cm)	高さ (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号
250	11.0	9.0	5.9	J133S-SX-11-T
350	12.0	10.0	6.3	J133S-SX-12-T
400	13.0	11.0	6.7	J133S-SX-13-T
500	14.0	12.0	7.1	J133S-SX-14-T
650	15.0	13.0	7.6	J133S-SX-15-T
800	15.5	13.5	8.1	J133S-SX-16-T


高さとプロジェクションによる分類



しずく形状 (スタイルFV,FX,MV,MX,SX)

スーチャタブ：6個

- 青色スーチャタブ5個
- 6時の方位に無色スーチャタブ1個



半月形状 (スタイルSV)

スーチャタブ：4個

- 青色スーチャタブ3個
- 6時の方位に無色スーチャタブ1個

