


Inspiraシリーズインプラント (ラウンド型)

プロジェクション 5種類



70
サイズ

ゲル 3種類





柔らかめ

硬め



※ TruForm1: 限定在庫 (在庫が限られていますので、納期はお問合せください。)
 ※※ TruForm3: 受注生産 (納期は、8週間を予定しています。)

特徴		Classicシリーズ (ラウンド型)	Inspiraシリーズ (ラウンド型)
1	表面加工	1. スムーズ 2. テクスチャード (自主回収・販売停止)	1. スムーズ
2	充填材	1. TruForm®1	1. TruForm®1※ 2. TruForm®2 3. TruForm®3※※
3	充填率	低い 	高い 

70
サイズ × ゲル3種類

低 **LOW**
15サイズ

やや低 **LOW PLUS**
15サイズ

中 **MODERATE**
15サイズ

高 **FULL**
13サイズ

特高 **EXTRA FULL**
12サイズ

低 LOW 15サイズ					やや低 LOW PLUS 15サイズ					中 MODERATE 15サイズ					高 FULL 13サイズ					特高 EXTRA FULL 12サイズ														
容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号				容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号				容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号				容量 (cc)	横 (cm)	厚さ (cm)	カタログ番号										
			TF1	TF2	TF3	サイザー				TF1	TF2	TF3	サイザー				TF1	TF2	TF3	サイザー				TF1	TF2	TF3	サイザー							
110	10	2	JSRL-110	JSSL-110	JJSL-110	JMSZ-L110	125	9.5	2.5	JSRLP-125	JSSLP-125	JJSLP-125	JMSZ-LP125	140	9.5	3	JSRM-140	JSSM-140	JJSM-140	JMSZ-M140	180	9.5	4	JSRF-180	JSSF-180	JJSCF-180	JMSZ-F180	200	9.5	4.2	JSRX-200	JSSX-200	JJSCX-200	JMSZ-X200
140	10.5	2.1	JSRL-140	JSSL-140	JJSL-140	JMSZ-L140	145	10	2.6	JSRLP-145	JSSLP-145	JJSLP-145	JMSZ-LP145	175	10	3.3	JSRM-175	JSSM-175	JJSM-175	JMSZ-M175	220	10	4.2	JSRF-220	JSSF-220	JJSCF-220	JMSZ-F220	225	10	4.5	JSRX-225	JSSX-225	JJSCX-225	JMSZ-X225
170	11	2.2	JSRL-170	JSSL-170	JJSL-170	JMSZ-L170	165	10.5	2.7	JSRLP-165	JSSLP-165	JJSLP-165	JMSZ-LP165	210	10.5	3.5	JSRM-210	JSSM-210	JJSM-210	JMSZ-M210	240	10.5	4.3	JSRF-240	JSSF-240	JJSCF-240	JMSZ-F240	285	10.5	5	JSRX-285	JSSX-285	JJSCX-285	JMSZ-X285
200	11.5	2.3	JSRL-200	JSSL-200	JJSL-200	JMSZ-L200	190	11	2.8	JSRLP-190	JSSLP-190	JJSLP-190	JMSZ-LP190	240	11	3.7	JSRM-240	JSSM-240	JJSM-240	JMSZ-M240	265	11	4.4	JSRF-265	JSSF-265	JJSCF-265	JMSZ-F265	340	11	5.4	JSRX-340	JSSX-340	JJSCX-340	JMSZ-X340
230	12	2.4	JSRL-230	JSSL-230	JJSL-230	JMSZ-L230	220	11.5	3	JSRLP-220	JSSLP-220	JJSLP-220	JMSZ-LP220	275	11.5	3.9	JSRM-275	JSSM-275	JJSM-275	JMSZ-M275	335	11.5	4.7	JSRF-335	JSSF-335	JJSCF-335	JMSZ-F335	400	11.5	5.8	JSRX-400	JSSX-400	JJSCX-400	JMSZ-X400
260	12.5	2.5	JSRL-260	JSSL-260	JJSL-260	JMSZ-L260	250	12	3.1	JSRLP-250	JSSLP-250	JJSLP-250	JMSZ-LP250	310	12	4	JSRM-310	JSSM-310	JJSM-310	JMSZ-M310	365	12	4.9	JSRF-365	JSSF-365	JJSCF-365	JMSZ-F365	445	12	6	JSRX-445	JSSX-445	JJSCX-445	JMSZ-X445
290	13	2.6	JSRL-290	JSSL-290	JJSL-290	JMSZ-L290	280	12.5	3.3	JSRLP-280	JSSLP-280	JJSLP-280	JMSZ-LP280	345	12.5	4.2	JSRM-345	JSSM-345	JJSM-345	JMSZ-M345	415	12.5	5.1	JSRF-415	JSSF-415	JJSCF-415	JMSZ-F415	495	12.5	6.1	JSRX-495	JSSX-495	JJSCX-495	JMSZ-X495
320	13.5	2.7	JSRL-320	JSSL-320	JJSL-320	JMSZ-L320	320	13	3.4	JSRLP-320	JSSLP-320	JJSLP-320	JMSZ-LP320	375	13	4.3	JSRM-375	JSSM-375	JJSM-375	JMSZ-M375	485	13	5.4	JSRF-485	JSSF-485	JJSCF-485	JMSZ-F485	545	13	6.2	JSRX-545	JSSX-545	JJSCX-545	JMSZ-X545
350	14	2.8	JSRL-350	JSSL-350	JJSL-350	JMSZ-L350	360	13.5	3.5	JSRLP-360	JSSLP-360	JJSLP-360	JMSZ-LP360	445	13.5	4.5	JSRM-445	JSSM-445	JJSM-445	JMSZ-M445	560	13.5	5.7	JSRF-560	JSSF-560	JJSCF-560	JMSZ-F560	580	13.5	6.4	JSRX-580	JSSX-580	JJSCX-580	JMSZ-X580
380	14.5	2.9	JSRL-380	JSSL-380	JJSL-380	JMSZ-L380	400	14	3.6	JSRLP-400	JSSLP-400	JJSLP-400	JMSZ-LP400	485	14	4.6	JSRM-485	JSSM-485	JJSM-485	JMSZ-M485	605	14	5.8	JSRF-605	JSSF-605	JJSCF-605	JMSZ-F605	650	14	6.5	JSRX-650	JSSX-650	JJSCX-650	JMSZ-X650
410	15	3	JSRL-410	JSSL-410	JJSL-410	JMSZ-L410	440	14.5	3.8	JSRLP-440	JSSLP-440	JJSLP-440	JMSZ-LP440	520	14.5	4.8	JSRM-520	JSSM-520	JJSM-520	JMSZ-M520	640	14.5	5.9	JSRF-640	JSSF-640	JJSCF-640	JMSZ-F640	750	14.5	6.7	JSRX-750	JSSX-750	JJSCX-750	JMSZ-X750
460	15.5	3.1	JSRL-460	JSSL-460	JJSL-460	JMSZ-L460	490	15	3.9	JSRLP-490	JSSLP-490	JJSLP-490	JMSZ-LP490	600	15	4.9	JSRM-600	JSSM-600	JJSM-600	JMSZ-M600	745	15	6.1	JSRF-745	JSSF-745	JJSCF-745	JMSZ-F745	-	-	-	-	-	-	-
510	16	3.2	JSRL-510	JSSL-510	JJSL-510	JMSZ-L510	540	15.5	4	JSRLP-540	JSSLP-540	JJSLP-540	JMSZ-LP540	640	15.5	5	JSRM-640	JSSM-640	JJSM-640	JMSZ-M640	770	15.5	6	JSRF-770	JSSF-770	JJSCF-770	JMSZ-F770	800	15.5	6.7	JSRX-800	JSSX-800	JJSCX-800	JMSZ-X800
560	16.5	3.3	JSRL-560	JSSL-560	JJSL-560	JMSZ-L560	590	16	4.2	JSRLP-590	JSSLP-590	JJSLP-590	JMSZ-LP590	685	16	5.2	JSRM-685	JSSM-685	JJSM-685	JMSZ-M685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
610	17	3.4	JSRL-610	JSSL-610	JJSL-610	JMSZ-L610	640	16.5	4.3	JSRLP-640	JSSLP-640	JJSLP-640	JMSZ-LP640	755	16.5	5	JSRM-755	JSSM-755	JJSM-755	JMSZ-M755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

タイプ限定出荷

タイプ限定出荷 : 36サイズ × TruForm2 限定

受注開始は、タイプを限定し**2019年11月26日 (火)** を予定しております。

◆ 対象症例ご協力をお願い

- 2019年3月末までに、TE埋入手術を行い、TE埋入中の症例
- 医学的緊急性のある症例
- 一次一期再建の症例を対象とさせていただきます。

◆ 1症例 (1乳房) につき、2個までの注文とさせていただきます。

◆ 専用の申し込み用紙にてご注文ください。

ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

通常の受注開始は、2020年1月27日 (月) を予定しております。

TruForm1: 限定在庫 (在庫が限られていますので、納期はお問合せください。)

TruForm2: 通常受注 (弊社15時までの受付にて、当日代理店向けに出荷致します。)

TruForm3: 受注生産 (納期は、8週間を予定しています。)

カタログ番号について

例: J S S L - 110

表面加工 S スムーズ 容量 (cc) 110

ゲル R レスポンシブ: TF1 S ソフトタッチ: TF2 C コーヒップ: TF3

プロジェクション L LOW: 低い LP LOW PLUS: やや低 M MODERATE: 中 F FULL: 高 X EXTRA: 特高